





Deutsch	Inhaltsstoffe
Bitte lesen Sie dieses Merkblatt vor der Verwendung sorgfältig durch.	Wasser, Leinsamenextrakt*, Aloe Vera*, Johannisbrotkernmehl*, Guarkeimehl*, Natriumchlorid, Xanthangummi, Kaliumsorbat, Zitronensäure, Phenoxyethanol.
menoelle Gel	* <i>Inhaltsstoffe aus biologischem Anbau. 95%-ig biologisch.</i>
menoelle Gel ist ein bio-zertifiziertes Feuchtigkeitsgel auf Wasserbasis für den Vaginalbereich. menoelle Gel verwendet eine patentierte Technologie und spendet natürliche, langanhaltende Feuchtigkeit bei trockener Vaginalschleimhaut.	Internationaler Patentschutz.
<ul style="list-style-type: none"> Wenn es (z.B. in den Wechseljahren) zu einem Östrogenmangel kommt, kann die trockene Vaginalschleimhaut jucken, brennen oder gereizt sein. menoelle Gel führt zu einer wirksamen, schnellen und langanhaltenden Linderung und sorgt für Wohlbefinden im Intimbereich. menoelle Gel enthält ein natürliches Haftgel aus pflanzlichen Polymeren, welches an den Scheidenwänden haftet und bis zu drei Tage Feuchtigkeit spendet. Fallstudien haben gezeigt, dass mit menoelle Gel eine schnelle und langanhaltende Wirkung erzielt werden kann und der Intimbereich sicher und natürlich mit Feuchtigkeit versorgt wird. 	Anwendung
Verschafft symptomatische Linderung bei:	Anwendungshäufigkeit menoelle Gel
<ul style="list-style-type: none"> Vaginaler Trockenheit Vaginaler Alterung in den Wechseljahren Juckreiz Reizung, Brennen und Empfindlichkeit Sexualschmerzen. 	Eine Anwendung von 5ml alle 2-3 Tage ist in der Regel ausreichend, um die Vaginalschleimhaut feucht und angenehm zu halten. Bei starker Trockenheit kann das Gel anfangs häufiger (1x alle 1-2 Tage auftragen) verwendet werden, bis sich eine Besserung einstellt. Zur Erleichterung von schmerzhaftem Geschlechtsverkehr das Gel vor dem Geschlechtsverkehr und zur Linderung danach auftragen.
	Hinweis
menoelle Gel:	Isotonisch*: Die isotonische/isoosmotische Eigenschaft von menoelle Gel entspricht der des menschlichen Gewebes. Warum ist dieses Gleichgewicht wichtig? Hypertonische Produkte (die in der Regel Chemikalien wie Glycerin und Glykol enthalten) können im Intimbereich Reizungen verursachen. Durch die isotonische/isoosmotische* Eigenschaft schützt menoelle Gel vor Reizungen.
<ul style="list-style-type: none"> sanftes, durchsichtiges und natürliches Haftgel diskret ohne Farb-, Geruchs- und Geschmacksstoffe und klebt nicht. Entspricht in Konsistenz und Gefühl der natürlichen Gleitfähigkeit richtiger pH-Wert zur Wiederherstellung und Aufrechterhaltung des schützenden Säuregehalts im Intimbereich, unterstützt eine gesunde Vaginalflora frei von Hormonen hergestellt frei von bekannten schleimhautreizenden Stoffen und Inhaltsstoffen wie Glycerin, Erdölzerzeugnissen, Parabenen (Hormon-Nachahmer), die die Gesundheit der Intimflora stören oder gefährden können sanft und natürlich, auch bei hoher Empfindlichkeit geeignet garantierte Reinheit mit zertifiziertem Bio-Status kann zusammen mit Kondomen aus Naturlatex und Polyisopren verwendet werden bewährt bei Gesundheitsexperten und Frauen zur wohltuenden, sicheren und angenehmen Linderung von unangenehmen Symptomen bei vaginaler Trockenheit in den Wechseljahren eine hormonfreie, natürliche Alternative zu synthetischen und chemischen Feuchtigkeitsgelen für den Intimbereich. 	* <i>Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.</i> Aufbewahrung: Bewahren Sie die Tube bei Nichtverwendung mit verschlossenem Deckel auf. Heben Sie menoelle an einem kühlen und trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen +5 und +30 °C auf. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Verwenden Sie es vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums. Achtung: menoelle Gel ist weder ein Spermizid noch ein Verhütungsmittel. Warnung: Wenn das Sicherheitssiegel einer enthaltenen Tube beschädigt oder geöffnet ist, verwenden Sie sie NICHT, sondern bringen Sie sie dorthin zurück, wo Sie sie erworben haben. Wenn Reizungen oder Unwohlsein auftreten, beenden Sie die Anwendung. Sollten die Symptome anhalten, suchen Sie einen Arzt auf. <i>Nicht kompatibel mit Polyurethan-Kondomen.</i> Biozertifiziert durch: The Soil Association, Bristol, UK. Genehmigt durch: The Vegetarian Society.
	Vertrieb
	Import und Vertrieb: PhytoLife Nutrition GmbH Winsstrasse 59 10405 Berlin Deutschland Hersteller: The YES YES Company Ltd. The Timber Barn, Selborne Road Greatham, Liss, Hampshire GU33 6HG UK
	  XIVUML_06/2021 1639

Kontakt: www.menoelle.com hello@menoelle.com

English	Ingredients
Please read these instructions carefully before use.	Water, linseed extract*, aloe vera*, locust bean gum*, guar gum*, sodium chloride, xanthan gum, potassium sorbate, citric acid, phenoxyethanol.
menoelle Gel	* <i>Certified organic ingredients. 95% organic.</i>
menoelle Gel is a certified organic moisturising gel for vaginal use. menoelle Gel uses patented technology and combats vaginal dryness with natural, long-lasting rehydration.	International patent protection.
<ul style="list-style-type: none"> When oestrogen levels drop, e.g. during menopause, this can lead to vaginal irritation, itching and burning sensations. menoelle Gel provides effective, swift and long-lasting relief and ensures physical comfort. menoelle Gel uses bio-adhesive plant polymer that binds to the vaginal walls and provides hydration for up to three days. Case studies have shown that menoelle Gel achieves a fast and long-lasting result and hydrates the vagina in a safe and natural way. 	Use
provides symptomatic relief for:	Frequency of use
<ul style="list-style-type: none"> Vaginal dryness Menopausal vaginal atrophy Itchiness Irritation, burning sensations and sensitivity Pain during sexual intercourse 	Application of 5 ml every two to three days is usually enough to keep vaginal tissues hydrated and comfortable. In cases of extreme dryness, the gel can initially be used more frequently (1x every one to two days), until there is an improvement. For easing pain during sexual intercourse, the gel should be applied before intercourse and again afterwards to provide relief.
	Notice
menoelle Gel:	Isotonic*: The isotonic/iso-osmotic property of menoelle Gel is the same as that of human tissue. Why is this balance necessary? Hypertonic products (which generally contain chemicals like glycerine and glycol) can cause vaginal irritation. menoelle Gel 's isotonic/iso-osmotic property protects against irritation.
<ul style="list-style-type: none"> a gentle, clear and natural bio-adhesive gel discreet, non-sticky, colourless, fragrance and taste free. Mimics the consistency and feel of the body's natural vaginal lubrication the correct pH for restoring and maintaining the protective acidity level in the vagina, fosters a healthy vaginal flora is not made with hormones not made with any substances known to irritate mucous membranes, and free from ingredients such as glycerine, oil and petroleum-based products, parabens (hormone mimics) that may alter or damage the healthy vaginal flora. gentle and natural, suitable even in cases of extreme sensitivity guaranteed pure with certified organic status safe for use with condoms made of latex and polyisoprene proven by health experts and by women to provide soothing, safe and pleasant relief from the uncomfortable symptoms caused by vaginal dryness during menopause a hormone-free, natural alternative to synthetic and chemical vaginal rehydration gels. 	* <i>Further information can be found on our website.</i> Storage: When not in use, always store the tube with the lid closed. Store menoelle Gel in a cool, dry place at temperatures of between +5 and +30 °C. Protect against direct sunlight. Use before expiry date. Caution: menoelle Gel is neither a spermicide nor a contraceptive. Warning: If the seal on any tube enclosed is damaged or opened DO NOT use, return to place of purchase. If irritation or discomfort occurs, discontinue use. If symptoms persist, seek medical advice. <i>Not compatible with polyurethane condoms.</i> Certified organic by: The Soil Association, Bristol, UK. Approved by: The Vegetarian Society.
	Distributor
	Distributor and import: PhytoLife Nutrition GmbH Winsstrasse 59 10405 Berlin Germany Manufacturer: The YES YES Company Ltd. The Timber Barn, Selborne Road Greatham, Liss, Hampshire GU33 6HG UK
	  1639

Contact: www.menoelle.com hello@menoelle.com

Türkçe	İçindekiler
<i>Kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanim talimatini dikkatle okuyun.</i>	Su, keten tohumu özü*, aloe vera*, keçiyoynuzu tozu*, guar çekirdeği tozu*, sodyum klorür, ksantan zalkmı, potasyum sorbat, sitrik asit, fenoksietanol.
menoelle Jel	* <i>Organik tarımla üretilen bileşimler. %95 organik.</i>
menoelle Jel , vajinal bölge için su bazlı organik sertifikalı nemlendirici bir jeldir. menoelle Jel patentli bir teknolojiyi kullanır ve kuru vajinal mukozada doğal ve uzun süreli nemlendirme sağlar.	Uluslararası korumalı patent.
<ul style="list-style-type: none"> Östrojen eksikliği nedeniyle (örneğin menopoz döneminde) kurumuş vajina mukozasında kaşınma, yanma ve tahriş oluşabilir. menoelle Jel etkili, hızlı ve kalıcı rahatlama sağlar ve genital bölgenin sağlığını korur. menoelle Jel vajina duvarına yapışan ve üç güne kadar nemli kalmasını sağlayan bitkisel polimerlerin oluşturduğu doğal yapışkan jel içerir. Araştırmalar menoelle Jel ile hızlı ve uzun süreli kalıcı bir etki elde edilebileceğini, genital bölgede güvenli ve doğal bir nemlendirme sağlandığını göstermiştir. 	Kullanımı
menoelle Jel parmakla ya da aplikatörle kolayca uygulanabilir ve dağıtılabilen yumuşak, saydam bir jeldir. Bu sayede, nereye ve ne kadar uygulayacağınıza kendiniz karar verebilirsiniz. İstedığınız miktarı tüpü sıkarak çıkarın ve parmak uçlarınızla vajinal mukozaya dağıtın. menoelle Jel genital dudakların nemlendirilmesi için de kullanılabilir.	menoelle Jelin kullanım sıklığı
	Genellikle 2-3 günde bir 5 ml kullanım genital floranın nemli ve rahatlamış halde kalması için yeterlidir. Aşırı kuruluk varsa jel başlangıçta, iyileşme başlayana kadar daha sık (1-2 günde 1 kez) uygulanabilir. Jeli ağırlı cinsel ilişkiyi kolaylaştırmak için ilişki öncesinde ve ağıryı azaltmak için de ilişki sonrasında kullanın.
	İpucu
izotonik*: menoelle Jelin izotonik/izozotmik özelliği insan dokusuyla uyumludur. Bu denge neden önemlidir? Hipertonik ürünler (gelenide gliserin ve glkol gibi kimyasallar içeren ürünler) genital bölgede tahrişe sebep olabilir. menoelle Jel izotonik/izozotmik* özelliği sayesinde tahrişlere karşı koruma sağlar.	
<i>*Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin.</i>	Saklama: Kullanmadığınız zaman tüpün ağzını kapalı tutarak saklayın. menoelle Jel 'i 5°C-30°C arasında serin ve kuru bir yerde saklayın. Direkt güneş ışığından koruyun. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayın. Dikkat: menoelle Jel spermisit veya doğum kontrol aracı değildir. Uyarı: Güvenlik etiketi hasar görmüş veya açılmış tüpleri KULLANMAYIN ve aldığınız yere iade edin. Tahriş veya ağrı olursa kullanmaya devam etmeyin ve bir doktora danışın. <i>Poliüretan prezervatifle beraber kullanım için uygun değildir.</i> Organik sertifika sağlayıcı: The Soil Association, Bristol, Birleşik Krallık. Onaylayan: The Vegetarian Society.
	İletişim
	Satış ve Dağıtım: PhytoLife Nutrition GmbH Winsstrasse 59 10405 Berlin Almanya Üretici: The YES YES Company Ltd. The Timber Barn, Selborne Road Greatham, Liss, Hampshire GU33 6HG Birleşik Krallık
	  1639

İletişim: www.menoelle.com hello@menoelle.com

menoelle PRODUKTFAMILIE	menoelle GEL	menoelle TABLETTE	menoelle OVULA med
			
	e 100 ml	60 Tabletten	10 Zäpfchen
	menoelle Gel ist ein bio zertifiziertes Vaginalgel aus rein pflanzlichen Polymeren, welches an den Scheidenwänden haftet und bis zu 3 Tage Feuchtigkeit spendet. menoelle Gel wurde für die sensible Intimflora entwickelt und ist frei von hautschädigenden, chemischen Wirkstoffen.	menoelle Tabletten bestehen aus einer patentierten und pflanzlichen Mischung der drei Pflanzenextrakte Cynanchum wilfordii, Phlomis umbrosa und Angelica gigas (EstroG-100®).	menoelle Ovula med ist ein Medizinprodukt zur Vorbeugung und Behandlung von vaginaler Trockenheit. Hilft bei Reizungen, Brennen und Juckreiz.
	<ul style="list-style-type: none"> Lindert schnell vaginale Atrophie und Trockenheit Mildert Reizungen, Juckreiz und Brennen Spendet sanfte, langanhaltende Feuchtigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> Mit dem patentierten und pflanzlichen EstroG-100® Extrakt Mit einem aufeinander abgestimmten hochwertigen Nährstoffkomplex Frei von Isoflavonen, hormonfrei, veganes Produkt 	
	menoelle GEL	menoelle TABLETTE	menoelle OVULA med
			
	BIO ZERTIFIZIERT	OHNE HORMONE	SICHER & WIRKSAM
			
	VEGAN	OHNE SOJA	MEDIZINPRODUKT
			
	VEGAN	OHNE ISOFLAVONE	OHNE HORMONE
	DIE CLEVERE APP FÜR FRAUEN IN DEN WECHSELJAHREN!		
			
	<i>mimeno ist die erste kostenlose App speziell für Frauen vor, während und nach den Wechseljahren, also für alle Frauen von Anfang 40 bis Mitte / Ende 60.</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> Menopausen-Tracking, das Wechseljahresbeschwerden übersichtlich erfasst und Therapiemöglichkeiten anbietet Spannende, relevante Informationen zu den unterschiedlichsten Themen rund um die Wechseljahre Ein individuelles Trainingsprogramm für Körper und Geist Austausch mit anderen Frauen in einer geschützten Community 		
	www.mimeno.com		
			
	Google PlayStore	Apple Store	
	Code scannen und kostenlos dieApp laden:		

www.mimeno.com